

**Criochirurgia este rapidă,  
sigură, eficientă ...  
și nu doare!**

### Ce este criochirurgia?

Criochirurgia este un proces de înghețare rapidă a țesutului pielii pentru a-l distruge. Este folosit cu succes de aproape un secol.

Freezpen este un instrument inovator de criochirurgie care face tratamentele incredibil de ușoare și de precise. Pentru tine, asta înseamnă fără durere, fără daune ale țesutului înconjurător, fără cicatrici inestetice și nu este necesară îngrijirea ulterioară.



### Cum funcționează?

Freezpen este un dispozitiv asemănător unui stilou care folosește un microjet puternic de gaz rece pentru a îngheța țesutul pielii la  $-89^{\circ}\text{C}$ . Practicianul tău îndreaptă Freezpen către leziune, apasă pe un trăgaci și pulverizează gaz rece pentru câteva secunde, în funcție de leziune.

Numai țesutul pulverizat va îngheța. Pielea din jur nu este afectată. Țesutul înghețat va forma o crustă care va cădea și va dispărea în câteva săptămâni.


### Doare procedura?

Nu, nu doare. Veți simți o senzație de frig urmată de o ușoară înțepătură. Acest lucru indică faptul că înghețarea este completă și tratamentul este terminat.

Și odată ce s-a terminat, s-a terminat! Gata cu leziunea, gata cu disconfortul, fără îngrijire ulterioară.

Folosiți protecție solară pe perioada vindecării.

Solicită tratament profesional



Înainte de tratament    Dupa tratament    Dupa o săptămână



ITALTRADE & CO SRL  
Mobil: +40 759 059 540  
Telefon: +40 213.165.070  
E-mail: office@italtrade.ro  
Website: [www.italtrade.ro](http://www.italtrade.ro)

Adresa: 74 Calea Bucuresti, Tunari, Ilfov, 077180



CLINIC6 sprl  
Rue des Journaliers, 1 - 7822 Ghislenghien - Belgium  
Tel. +32 68 26 86 06 - Fax +32 68 28 75 15  
info@clinic6.com - [www.clinic6.com](http://www.clinic6.com)

# freezpen®

cryosurgery  
made simple

ÎNLĂTURAREA UȘOARĂ &  
NEDUREROASĂ a  
concescențelor benigne ale  
pielii și a leziunilor



## Este criochirurgia potrivit pentru tine?

Dacă aveți o leziune inestetică sau enervantă de care doriți să scăpați, rugați-vă medicul să o verifice și să vă sfătuiască cu privire la opțiunile de tratament.

Freezpen poate elimina ușor și rapid majoritatea leziunilor frecvente. Cum ar fi pete ale pielii, verucile comune, verucile plantare, hemangiomul, petele solare (lentigo solar), petele pigmentate, verucile genitale, molluscum contagiosum, cheratozele actinice sau seboreice etc.

Nu ar trebui să existe cicatrici, deși este posibil ca părul să nu mai crească în zonele tratate. Tenul brunet poate prezenta o anumită depigmentare.

## Tratamente tipice



**Acrochordon**

Tratament 10-15 sec.



**Hemagiom**

Tratament 5-15 sec.



**Molluscum contagiosum**

Tratament 3-5 sec.



**Cheratoză seboreică**

Tratament 10-20 sec.



**Veruci comune**

Tratament 10-30 sec.



**Veruci plantare**

Tratament 15-45 sec.



**Pete ale pielii**

Tratament 5-10 sec.



**Pete pigmentate**

Tratament 10-30 sec.



**Pete solare**

Tratament 15-45 sec.

## Ce se întâmplă în timpul unui tratament cu Freezpen?

### Diagnostic

Medicul dumneavoastră de tratament va examina creșterea sau leziunea și va decide dacă este sigur să se trateze prin criochirurgie. Dacă există vreo îndoială, consultați întotdeauna un medic. \*

\* Medic generalist, dermatolog, podiatru, ginecolog, urolog, pediatru etc.

### Tratament

Tratamentul poate fi efectuat de un medic sau de un medic estetician, în funcție de leziune.

Nu este nevoie de anestezic. Practicianul dvs. va:

- evalua dimensiunea și profunzimea leziunii
- îndrepta stiloul spre leziune
- apăsa pe trăgaci pentru a elibera gazul, „vopsindu-l” pe piele timp de 5-30 de secunde. Veți vedea că arată ca o spumă albă - este gheață!
- opri, șterge, apoi „vopsi” din nou pielea.

Asta e tot! În următoarele zile, țesutul înghețat va forma o crustă care va cădea într-o săptămână sau două.



### Dupa tratament

Nu este necesar un post-tratament. La fel ca în cazul oricărei cruste, evitați iritarea suplimentară și folosiți protecție solară până când se vindecă. Practicianul dumneavoastră vă va oferi cele mai bune sfaturi. Pentru leziuni mai mari sau mai profunde, puteți programa o vizită de urmărire pentru a verifica dacă s-a vindecat în profunzime.



**METODA  
NOASTRĂ DE  
TRATAMENT  
INOATIVĂ**

**Puternic**  
Microjetul de mare  
putere îngheață țesutul  
în secunde.

**Precis**  
Precizie totală, chiar și  
pentru leziuni foarte  
mici. Fără daune  
ale țesutului sănătos.

**Rapid**  
Localizați, înghețați,  
ștergeți, înghețați din nou.  
Terminat!

**Fără durere**  
Fără durere, fără  
tăieturi sau sângerări,  
fără anestezie.

**Perfect**  
Rezultate perfecte, fără  
cicatrici. Țesutul înghețat  
dispare în câteva  
săptămâni.